



Plum Ögonskölj – Produktinformation

Beskrivning

Plum Ögonskölj flasker innehåller 0,9 % steril natriumklorid svarande till det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämpligt till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälps vid händelse av en olycka. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp, som säkrar, att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum Duo flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja bägge ögonen på en och samma gång. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta enligt gällande regler för medicinsk utrustning, och omfattar Rådets Direktiv 93/42/EÖF för medicinsk utrustning. Säkerhetsdatablad kan rekvireras.



Användningsområde

Plum Ögonskölj användes vid bortsköljning av främmande ämnen i ögat (eksempelvis damm, smuts, metall- och träspån) samt andra kemikalier som till exempel olja och lösningsmedel. En ögonblicklig sköljning kan förebygga, att dessa främmande ämnen orsakar allvarliga skador på ögat. Vid skador med syror och baser rekommenderar vi vår sterila pH Neutral, som är en 4,9 % fosfatbuffer, som snabbt och effektivt neutraliserar mycket starka syror och baser. Produktspecifikation kan rekvireras. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi att fortsätta sköljningen fram till läkarkontakt med Plum Ögonskölj 0,9 % steril natriumklorid. Notera: Sök läkare vid alla ögonskador!



Förstahjälpen vid ögonskador

SKADEÄMNET	ÖGONSKÖLJNING	FORTSATT SKÖLJNING	SKÖLJTID
Främmande ämnen (t.ex. damm, smuts, metallpartiklar)	Plum Ögonskölj	Plum Ögonskölj	Skölj tills partikeln är bortsköljd.
Syraskador	pH Neutral	Plum Ögonskölj	Skölj med pH Neutral till flaskan är tom och fortsätt sköljningen med Plum Ögonskölj fram till läkaren.
Alkaliska skador	pH Neutral	Plum Ögonskölj	Skölj med pH Neutral till flaskan är tom och fortsätt sköljningen med Plum Ögonskölj fram till läkaren.
Andra kemiska skador (t.ex. lösningsmedel och olja)	Plum Ögonskölj	Plum Ögonskölj	Skölj tills obehaget försvinner eller fortsätt sköljningen fram till läkaren.
Skador på huden (från syror, baser och kemikalier)	pH Neutral	Plum Ögonskölj	Skölj med pH Neutral till flaskan är tom och fortsätt sköljningen med Plum Ögonskölj till obehaget försvinner eller fram till läkaren.

Vår första hjälpen anvisning ger dig information om, hur det ska sköljas vid olika typer olycka.

Plum Ögonskölj – Produktinformation



Dina fördelar

- Hög funktionssäkerhet – flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
- Flexibla systemlösningar – små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller små mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och förstahjälpen väskan eller i den speciella bältesväskan
- Brett användningsområde (f.eks. industri, laboratorier, förstahjälpen väskor, mobil användning i varubilar, fickor etc.)
- Enkel och snabb användning – kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistance
- Lång hållbarhet – öppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
- Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Så här lätt sköljer du!



Flaskan tas ut från ögonsköljboxen.



Vrid ögonkoppen tills förseglingen bryts.



Luta huvudet bakåt och skölj.



Luta dig eventuellt framåt och skölj om du vill undvika att blöta ned kläderna.

Bruksanvisning

Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utloppsdatum (se etikett). Använd inte produkten, om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns risk för infektion vid användning!

Flaskornas storlekar

Innehåll	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml Duo	1000 ml Duo
Varunr.	4691	4604	4707	4861	4800
Sköljt看	ca. 2 min.	ca. 5 min.	ca. 10 min.	ca. 2 min. per. öga	ca. 5 min. per. öga
Mål	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm